



Des Sanitary

PESURUUMIDE PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISVAHEND

POWERED BY
ECOLAB



KIRJELDUS:

Igapäevane pesuruumide puhastus- ja desinfitseerimisvahend suurepärase puhastustoimega keharasvade, seebijääkide ja mustuse eemaldamiseks kõvadelt pindadelt.

- Suurepärase puhastava toimega, eemaldades samal ajal tõhusalt katlakivi
- Kiire ja põhjalik mikroobivastane toime ohutuse parandamiseks pesuruumi keskkonnas
- Maksimaalse puhastusjõudlusega, jätab meeldiva lõhna



KASUTUSJUHISED:

KÕVAD PINNAD JA PÕRANDAD

1. Toote käsitlemisel kandke alati isikukaitsevahendeid, ohutuse tagamiseks paigaldage hoiatussildid
2. Lahjendage 5–30 ml vahendit 1L vee kohta, pihustuspudeli korral 20–30 ml
3. Kandke lahus pinnale, doseerides seda pihustuspudeli või ämbriga
4. Pühkige ja puhastage pindu ning jätke lahus pinnale ettenähtud ajaks
5. Loputage veega või pühkige puhta niiske lapiga ja laske õhu käes kuivada

WC-POTI PUHASTAMINE

1. Toote käsitlemisel kandke alati isikukaitsevahendeid, ohutuse tagamiseks paigaldage hoiatussildid
2. Kasutage toodet lahjendamata 1L pudelis
3. Sulgege WC-poti kaas ja loputage potti, avage potikaas ja vähendage veetaset, surudes vett korduvalt harjaga
4. Kandke toodet serva alla, ümber WC-poti ja veepiirist allapoole
5. Kasutage tualetiharja, et katta kõik pinnad vahendiga ja eemaldada mustus, võimalusel jätke hari potti
6. Laske maksimaalselt 5 minutit mõjuda, loputage pott ja hari



TOIME:

Bakteritsiidne vastavalt standardile EN 1276, määratud tingimustes kontsentratsioonil 1,5% 5 minutit
Bakteritsiidne vastavalt standardile EN 1276, puhastes tingimustes kontsentratsioonil 1% 1 minut
Bakteritsiidne vastavalt standardile EN 16615, määratud tingimustes kontsentratsioonil 2,5% 1 minutit
Pärmseenevastane vastavalt standardile EN 16615, määratud tingimustes kontsentratsioonil 2% 1 minutit
Viirusevastane vastavalt standardile EN 14476, kestaga viirused, määratud tingimustes kontsentratsioonil 2% 5 minutit
Viirusevastane vastavalt standardile EN 14476, kestaga viirused, puhastes tingimustes kontsentratsioonil 3% 1 minut
KASUTAMINE AINULT TERVISHOUIASUTUSTES
Pärmseenevastane vastavalt standardile EN 1650, määratud tingimustes kontsentratsioonil 2% 5 minutit
Pärmseenevastane vastavalt standardile EN 13697, määratud tingimustes kontsentratsioonil 7% 15 minutit



KASUTUSOTSTARVE:

Meie sertifitseeritud desinfitseerimistooted on 99,99% tõhusad bakterite ja viiruste vastu, mida esineb avalikes kohtades, kui nende kasutatakse õige puhastusprotseduuriga.

Kõikidele happekindlatele pindadele ja põrandatele pesuruumis, mitte kasutada koos kloori sisaldavate toodetega.

Lihtsaks WC-poti ja pissuaari puhastamiseks on 1L pudelil suunaotsik.



OHUTUS JA LADUSTAMINE:

- Mitte segada ühegi teise tootega. Kasutage puhastus- ja desinfitseerimisvahendit ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi siit ja tooteinfo. Professionaalsetele kasutajatele on tellimisel saadaval ohutuskaart.
- Prügikäitlemisel võib anda ainult tühjendatud ja suletud pakendeid. Tooted jäägid: Vt ohutuskaarti.
- Toimeaine 100 g vedelikku sisaldab 8 g L-(+)-piimhapet, 2,45 g alküül-(C12–16) dimetüülbensüülammooniumkloriidi (ADBAC/BKC (C12–C16)).
- Hoida temperatuuril –5 °C kuni 40 °C, ainult suletud originaalmahutis.

TOOTEKOOD: PAKENDI SUURUS:

9104740	2x5L
9106550	12x1L

pH 1,3–2,3



LISAMATERJALID



- OHUTUSKAARDID
- SEINAPLAANID
- TOOTEJUHENDID



Ametlik esindaja
Pireka Eesti OÜ
Laki 5, 10621 Tallinn, Eesti
Tel: +372 555 344 31