

2071HC

QUANTUM SOFT



KIRJELDUS	Ülimalt kontsentreeritud neutraliseeriv pehmendaja LÖHNA EEMALDAVA MOLEKULIGA
OMADUSED	Väldib kuivamise ja triikimise ajal elektrostaatiliste laengute kuhjumist kangal, muutes selle pehmemaks Tänu Procapsi tehnoloogiale on tagatud kauakestev lõhn Lõhna eemaldava molekuliga, mis eemaldab halvad lõhnad Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
KASUTAMINE JA DOSEERIMINE	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada loputusfaasis. Soovitav kogus: 1–3 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Koguste kohandamiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole
SPETSIFIKATSIOONID	Välimus: läbipaistmatu valge vedelik pH: 3,0 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
LISAINFORMATSIOON	
TOOTE ÜHILDUVUS	#
KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
SERTIFIKAADID / VASTAVUS NÕUETELE	Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele.
KEEMILINE KOOSTIS	Toote koostisalase enama informatsiooni saamiseks lugege infolehte.



PROFESSIONAL
ACADEMY



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2071HC	EAN	8054633835821	
	Pcs x Box	1	Volume L	15 Fl. Oz.	507.210340527645
	Box x Layer	13	Peso Kg	15 Oz.	529.109429243706
	Box x Plt	52			

WWW.SANITECITALIA.COM

ITALCHIMICA SRL

PIVERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE +39 049 8732456 - FAX +39 049 8791424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT

LAST UPDATE: 20/9/2023