

2076HC

QUANTUM SURF



KIRJELDUS	Täielik ensümaatiline ülimalt kontsentreeritud pesuvahend pindaktiivsete ainetega
OMADUSED	Eemaldab tõhusalt rasvase ja ensümaatilise mustuse Garanteerib suurepärase valgepunkti Proactive System tehnoloogia abil on kiud kaitstud mustuse taastladestumise eest ja selle eemaldamine on lihtsam Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
KASUTAMINE JA DOSEERIMINE	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada eelpesu- või pesemisfaasis. Soovitatav kogus: 1-3 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitatav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Dooside reguleerimiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole.
SPETSIFIKATSIOONID	Välimus: läbipaistmatu beež vedelik pH: 8,7 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,040 +/- 0,020
LISAINFORMATSIOON	
TOOTE ÜHILDUVUS	#
KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskardilt.
SERTIFIKAADID / VASTAVUS NÕUETELE	Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele.
KEEMILINE KOOSTIS	Toote koostisalase enama informatsiooni saamiseks lugege infolehte.



PROFESSIONAL
ACADEMY



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2076HC	EAN	8054633835791		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507.210340527645
	Box x Layer	13	Peso Kg	15.6	Oz.	550.273806413455
	Box x Plt	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

ITALCHIMICA SRL

PIVERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE: +39 049 8732456 - FAX: +39 049 8791424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT

LAST UPDATE: 20/9/2023